

CODIGO DE CATALOGO	EQUIPO	MARCA	DEPTO.	UBICACIÓN	ESTADO	REPARACION A REALIZAR
333-02418-00001	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	INVESTIGACION	5º PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE CAJA DE ILUMINACION, ESPEJOS DE DEFLEXION, OBJETIVOS, OCULARES y LENTES INTERNAS; AJUSTE y LUBRICACION DE PARTES MOVILES, ALINEACION GENERAL OPTICA
333-02418-00001	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	PRODUCCION	7º PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE CAJA DE ILUMINACION, ESPEJOS DE DEFLEXION, OBJETIVOS, OCULARES y LENTES INTERNAS; AJUSTE y LUBRICACION DE PARTES MOVILES, ALINEACION GENERAL OPTICA
333-02418-00001	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	CLINICA	3º PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE CAJA DE ILUMINACION, ESPEJOS DE DEFLEXION, OBJETIVOS, OCULARES y LENTES INTERNAS; AJUSTE y LUBRICACION DE PARTES MOVILES, ALINEACION GENERAL OPTICA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO REGULAR
333-02418-00001	MICROSCOPIO	LEITZ	PRODUCCION	7º PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE SISTEMA DE ESPEJO DE EPI-ILUMINACION, COLECTOR DE CAMPO, LENTE COMPENSADORA, OBJETIVOS Y OCULARES, PRISMA DEL ANTEOJO BINOCULAR. EN UNA REPARACION ANTERIOR DEL REVESTIMIENTO SE DETECTO QUE EL OCULAR DE 12,5 ESTA DESPEGANDOSE EN SU BORDE
333-02418-00001	MICROSCOPIO	NIKON	INVESTIGACION	3º PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE CAJA DE ILUMINACION, ESPEJOS DE DEFLEXION, OBJETIVOS, OCULARES y LENTES INTERNAS; AJUSTE y LUBRICACION DE PARTES MOVILES, ALINEACION GENERAL OPTICA
333-02418-00001	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	INVESTIGACION	5º PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE CAJA DE ILUMINACION, ESPEJOS DE DEFLEXION, OBJETIVOS, OCULARES y LENTES INTERNAS; AJUSTE y LUBRICACION DE PARTES MOVILES, ALINEACION GENERAL OPTICA
333-02418-00001	MICROSCOPIO	LEICA LEITZ	INVESTIGACION	5º PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE CAJA DE ILUMINACION, ESPEJOS DE DEFLEXION, OBJETIVOS, OCULARES y LENTES INTERNAS; AJUSTE y LUBRICACION DE PARTES MOVILES, ALINEACION GENERAL OPTICA

333-02418-00001	MICROSCOPIO	NIKON	INVESTIGACION	3° PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE CAJA DE ILUMINACION, ESPEJOS DE DEFLEXION, OBJETIVOS, OCULARES y LENTES INTERNAS; AJUSTE y LUBRICACION DE PARTES MOVILES, ALINEACION GENERAL OPTICA
333-02418-00001	MICROSCOPIO	LEICA	INVESTIGACION	5° PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE CAJA DE ILUMINACION, ESPEJOS DE DEFLEXION, OBJETIVOS, OCULARES y LENTES INTERNAS; AJUSTE y LUBRICACION DE PARTES MOVILES, ALINEACION GENERAL OPTICA. ACTUALIZACION DE SOFTWARE DE RECOLECCION DE IMÁGENES
333-02418-00001	MICROSCOPIO	LEITZ	DIAGNOSTICO	PB	OPERATIVO	LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE LOS COMPONENTES OPTICOS, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE LOS SISTEMAS MECANICOS, REVISION Y CENTRADO DEL SISTEMA DE ILUMINACION, VERIFICACION Y ENSAMBLE DE LAS PARTES DESMONTADAS, ALINEACION DE OBJETIVOS Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EQUIPO, INFORME INDIVIDUAL DE CADA EQUIPO CON DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO Y DEL ESTADO GENERAL DEL EQUIPO
333-02418-00001	MICROSCOPIO	LEICA LEITZ	DIAGNOSTICO	PB	OPERATIVO	LIMPIEZA ESPECIALIZADA DE LOS COMPONENTES OPTICOS, LIMPIEZA, AJUSTE Y LUBRICACION DE LOS SISTEMAS MECANICOS, REVISION Y CENTRADO DEL SISTEMA DE ILUMINACION, VERIFICACION Y ENSAMBLE DE LAS PARTES DESMONTADAS, ALINEACION DE OBJETIVOS Y CONDENSADOR, LIMPIEZA Y REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EQUIPO, INFORME INDIVIDUAL DE CADA EQUIPO CON DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO Y DEL ESTADO GENERAL DEL EQUIPO
333-02418-00001	MICROSCOPIO	CARL ZEISS	CLINICA	2° PISO	OPERATIVO	LIMPIEZA DE CAJA DE ILUMINACION, ESPEJOS DE DEFLEXION, OBJETIVOS, OCULARES y LENTES INTERNAS; AJUSTE y LUBRICACION DE PARTES MOVILES, ALINEACION GENERAL OPTICA, PLATINA: CENTRAR, LIMPIEZA Y CALIBRACION REGULAR
333-02440-00001	CITOMETRO	BECTON DICKINSON	INVESTIGACION	4° PISO	OPERATIVO	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO (EN CASO DE SER NECESARIO). INCLUYE CALIBRACION DE LOS SISTEMAS DE EXCITACION Y EMISION DE LA FIBRA OPTICA, DE LOS BLOQUES DETECTORES, FILTROS, CONFIGURACION DE LA CALIBRACION AUTOMATICA DEL EQUIPO, SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO, CONTROL DEL SISTEMA DE ASPIRACION, LIMPIEZA Y DECONTAMINACION. ALINEAMIENTO DEL LASER.